

## Technisches Datenblatt

**Zweckbestimmung:** Reinigungstablette zur äußeren Reinigung von dentalen Schienen

**Hersteller:** Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

### Zusammensetzung:

| Pos | Chemische Bezeichnung  | CAS-Nr.    |
|-----|------------------------|------------|
| 1   | Kaliumperoxomonosulfat | 70693-62-8 |
| 2   | Natriumbicarbonat      | 144-55-8   |
| 3   | Anionisches Tensid     | 151-21-3   |
| 4   | Natriumpercarbonat     | 15630-89-4 |
| 5   | Zitronensäure          | 77-92-9    |
| 6   | Lebensmittelfarbstoff  |            |
| 7   | Minzöl                 |            |

### Eigenschaften:

Durchmesser: 20 mm  
Dicke: 5 mm  
Gewicht: 3,0g ± 0,15g  
Farbe: blau-weiß meliert  
Geruch: pfefferminzartig  
Zerfallzeit: < 5 min  
ph-Wert: 7,0 – 9,0  
Verpackung: Alu-Blisterfolie

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

[info@dreve.de](mailto:info@dreve.de)

[www.dreve.com](http://www.dreve.com)