

Sonopal[®] hart Lack AI

Technisches Datenblatt

**Innovation
MediTech GmbH**

Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany
Tel.: +49 2303 8807-42
Fax.: +49 2303 82909

Zweckbestimmung: Lichthärtender Lack für HdO und IO Hörsysteme.

Hersteller: Innovation MediTech GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Initiatorsystem
2	Oberflächenadditiv
3	Methylacrylate
4	Acryate

Farbe: farblos-transparent

Form: flüssig

Dichte bei 20 °C: 1,03 – 1,05 g/ml

Viskosität bei 23 °C: $\leq 0,02$ Pa s

Ritzhärte: ≥ 2 H

Diese Daten resultieren aus Messungen, die im Rahmen unseres QM-Systems laufend durchgeführt werden.
Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Rev. 7 / 10.2024
Seite 1 von 1
TDS_Sonopal hart
Lack AI_farbl.-
transp._DE