

Sonopal[®] soft Lack E

Technisches Datenblatt

Innovation MediTech GmbH

Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany
Tel.: +49 2303 8807-42
Fax.: +49 2303 82909

Zweckbestimmung: Lichthärtender Lack für HdO und IO Hörsysteme.

Hersteller: Innovation MediTech GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Initiatorsystem
2	Methacrylate
3	Acrylate
4	aliphatische Urethanacrylate

Form: flüssig

Dichte: 1,00 – 1,02 g/ml bei 20 °C

Viskosität: 0,02 – 0,05 Pa s bei 23 °C